




Panduan Komprehensif untuk Prosedur Pengujian & Perbaikan.
Panduan Pengguna Resmi



Prinsip teknis

Perangkat ini dikembangkan berdasarkan prinsip resonansi magnetik nuklir (NMR) pemenang Hadiah Nobel dan mengintegrasikan analisis resonansi elektromagnetik untuk perbandingan energi seluler dan evaluasi kesehatan.

Ini adalah salah satu pelopor dalam sistem penilaian kesehatan diri yang "berkomunikasi" dengan tubuh di tingkat sel. Setiap sel dan organ dalam tubuh manusia memancarkan frekuensi unik, seperti not musik. Ketika frekuensi organ menyimpang, itu menandakan potensi masalah kesehatan. Sistem ini berfungsi sebagai "body tuner" yang disetel dengan baik, yang mampu mengidentifikasi tanda-tanda awal ketidakseimbangan.

Tubuh manusia menghasilkan spektrum cahaya dan suara yang tidak terlihat selama aktivitas seluler. Dengan memakai sensor, sistem menangkap pola frekuensi ini melalui batang saraf otak—di mana informasi tubuh lengkap disimpan. Data ini kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan database untuk menilai status kesehatan dan mendeteksi tren penyakit.

Intinya, sistem ini menggunakan NMR dan resonansi elektromagnetik untuk mencocokkan frekuensi sensor dengan frekuensi organ tertentu. Pembacaan ini disimpan dan dibandingkan untuk evaluasi profesional, memungkinkan penilaian kesehatan dan perawatan pencegahan yang akurat dan non-invasif—selaras dengan visi pengobatan prediktif dan presisi.

ISI

01

Pemindaian

Pahami tren kesehatan dengan cepat dengan membaca keadaan sel tubuh melalui resonansi spektrum

02

Hasilkan Laporan

Hasilkan laporan analisis kesehatan yang dipersonalisasi, dukung unduhan PDF, dan analisis AI

03

Memperbaiki

Keseimbangan energi sel yang dapat disesuaikan, aktifkan otomatis / Mode perbaikan spektrum manual

04

Fungsi Dasar

Platform operasi satu atap untuk manajemen pengguna, pengaturan deteksi, dan konfigurasi sistem

05

Interpretasi Laporan

Analisis data multidimensi untuk membantu memahami hasil deteksi dan rekomendasi kesehatan

HALAMAN

4 - 10

12 - 16

18 - 24

26 - 36

38 - 54

01 PEMINDAIAN

Menilai kondisi tubuh Anda dengan cepat melalui analisis frekuensi bertenaga AI.

Sistem pemindaian MagnoSeek mengumpulkan sinyal frekuensi tubuh melalui sensor yang dapat dikenakan. Dengan menggunakan AI, ia membandingkan data dengan jutaan profil kesehatan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan ketidakseimbangan energi. Prosesnya sederhana dan non-invasif, hanya membutuhkan beberapa menit untuk menyelesaikan pemindaian penuh.



Klik antarmuka pemindaian cerdas untuk memulai (pindai kode QR menggunakan ponsel) untuk memasukkan informasi pribadi.



Isi informasi pribadi Anda sesuai dengan persyaratan, dan jika Anda tidak mengetahui golongan darah Anda, Anda dapat memilih untuk mengisi 'tidak diketahui'.

Pemberitahuan: Pastikan untuk mengisi parameter yang diperlukan secara akurat seperti nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Setelah pengujian dilakukan, profil pelanggan akan dibuat secara otomatis. Jika informasi tidak akurat, data pengujian akan bias, memengaruhi penilaian yang akurat terhadap kondisi fisik.

Pindai Kode QR

Silakan gunakan perangkat pintar untuk memindai kode QR untuk masuk ke antarmuka pengisian informasi pribadi.

Dalam pengaturan 'Perbaikan AI', Anda dapat memilih jumlah perbaikan sesuai untuk kebutuhan Anda (setelah meluncurkan Smart Detection, sistem akan secara otomatis mengidentifikasi area masalah dan menjalankan jumlah program perbaikan yang telah ditetapkan).



Masukan Informasi

Untuk memastikan proses deteksi berjalan lancar,

Harap baca dan ikuti petunjuk pengoperasian berikut dengan cermat:

1. Persyaratan Pengisian Informasi Pribadi

- Harap isi nomor ponsel, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan informasi golongan darah Anda secara akurat
- Nomor ponsel perlu diisi dengan 11 digit, nomor ini akan menjadi pengidentifikasi unik untuk menanyakan laporan historis, pastikan untuk mengisinya secara akurat
- Silakan isi tanggal lahir dalam format 8 digit; misalnya, 6 Maret 1998 harus diisi sebagai '19980306'

2. Pengaturan Pemindaian

- Mode pemindaian default ke mode 'standar'.
- Pengaturan Perbaikan AI:
 - * Jika Anda hanya ingin memindai atau membuat laporan, silakan pilih '0 kali.'
 - * Jika Anda perlu melakukan perbaikan, silakan pilih jumlah kali yang sesuai berdasarkan kebutuhan Anda.

3. Rekomendasi Jumlah Perbaikan

- Kisaran jumlah perbaikan yang direkomendasikan: 3-20 kali
- Rekomendasi penggunaan siang hari: 3-6 kali
- Rekomendasi penggunaan malam hari: 9-20 kali
- (Catatan: Jumlah perbaikan sebanding dengan total durasi perbaikan)

4. Mulai Pemindaian

- Setelah mengonfirmasi semua informasi terisi, silakan klik tombol 'Mulai Deteksi Cerdas' di bagian bawah halaman
- Durasi pemindaian yang diharapkan: 5-15 menit (Catatan: semakin kompleks kondisi fisiknya, semakin lama waktu deteksinya)

Silakan periksa kembali informasi yang telah Anda isi untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil pemindaian. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan berkonsultasi dengan penanggung jawab.

Yang Tidak Cocok

1. Batasan Usia

Anak-anak di bawah 7 tahun

(Karena sampel database terbatas, hasilnya mungkin tidak akurat)

2. Individu yang Dilarang Keras

- Individu dengan alat pacu jantung (Pemindaian sangat dilarang)
- Wanita hamil (Deteksi dilarang keras)

3. Individu yang Relatif Dilarang

- Pasien yang telah menjalani transplantasi organ
- Individu dengan gangguan neurologis kumulatif yang parah (misalnya, epilepsi)
- Individu dengan gangguan kejiwaan utama (termasuk tetapi tidak terbatas pada skizofrenia, depresi berat, gangguan bipolar)
- Pasien dengan gangguan ketegangan otot akut yang parah
- Individu dengan perdarahan internal aktif

⚠ Catatan Penting

- Jika Anda termasuk dalam salah satu kategori di atas, harap beri tahu operator terlebih dahulu.
- Untuk kasus-kasus khusus, diperlukan persetujuan tertulis dari dokter.
- Semua pengguna harus melengkapi formulir pernyataan kesehatan sebelum pengujian.
- Hentikan pengujian segera jika terjadi ketidaknyamanan selama sesi.
- Konsultasikan dengan teknisi Anda sebelum melanjutkan untuk memastikan pengalaman yang aman.



Sebelum Memindai

1. Pendaftaran Informasi Pribadi

Harap isi detail pribadi dasar dan profil kesehatan Anda dengan jujur.

2. Konfirmasi Status Kesehatan

- Peserta wanita: tidak cocok jika Anda sedang menstruasi karena akurasi terpengaruh.
- Lepaskan kacamata setidaknya 1 jam sebelum memindai (untuk memastikan akurasi).
- Hindari kopi, teh kental, atau stimulan dalam waktu 2 jam.
- Jangan makan dalam waktu 30 menit sebelum memindai.
- Beri tahu staf tentang suplemen, obat-obatan, atau operasi terbaru.
- Beri tahu staf jika Anda memiliki perangkat implan (misalnya, stent, alat pacu jantung, katup buatan).

3. Persiapan Barang

- Singkirkan semua benda logam, batu energi, dan benda magnetik dari tubuh Anda.
- Simpan barang berharga dengan aman sendiri.

4. Pengaturan Lingkungan

- Jauhkan ponsel atau perangkat elektronik setidaknya 1 meter dari pemindai.
- Pastikan lingkungan pengujian yang tenang dan tidak terganggu.

5. Norma Pemindaian

- Kenakan gelang dengan benar di pergelangan tangan kiri Anda (titik denyut nadi).
- Hindari menggunakan perangkat spektrum/frekuensi cahaya lain dalam waktu 24 jam.
- Tetap santai; Jangan menyilangkan lengan atau kaki Anda.
- Gunakan toilet sebelum sesi jika diperlukan.

✓ Harap tinjau daftar periksa ini dengan cermat. Pemindaian penuh memakan waktu sekitar 5-30 menit. Jika tidak yakin, konsultasikan dengan staf sebelum memulai.

Tindakan Pencegahan Pemindaian

Untuk memastikan keakuratan dan validitas ilmiah hasil, harap tinjau dengan cermat catatan penting berikut:

1. Persyaratan Interval Pemindaian

Setelah pemindaian pertama Anda, disarankan untuk menunggu 7-15 hari sebelum evaluasi berikutnya.

2. Pengungkapan Kondisi Khusus

Jika Anda telah menjalani pengangkatan organ atau implan prostetik, harap beri tahu operator sebelum memindai.

3. Batasan Frekuensi Pindai

Organ yang sama tidak dapat dipindai lebih dari sekali dalam waktu 24 jam. Setiap bagian tubuh hanya dapat dipindai sekali sehari; Pemindaian ulang diperbolehkan pada hari berikutnya.

Catatan: Sistem mencatat riwayat pemindaian energi. Efek resonansi membutuhkan waktu hingga 1 minggu untuk sepenuhnya hilang.


4. Konsistensi Identitas

Jika Anda mengubah nama selama pemindaian, sistem tidak dapat mengenali Anda sebagai pengguna yang sama. Hal ini dapat menyebabkan interferensi dari data energi pemindaian sebelumnya dan memengaruhi akurasi.

5. Persyaratan Subjek yang Valid

Jika subjek yang dipindai tidak cocok dengan usia, jenis kelamin, atau identitas yang sebenarnya, hasilnya tidak akan valid.

✓ Harap ikuti persyaratan di atas secara ketat untuk memastikan hasil Anda akurat dan dapat diandalkan.



02 Pembuatan Laporan

Hasilkan laporan kesehatan AI yang dipersonalisasi untuk membantu memahami kondisi fisik Anda dan mengidentifikasi area peningkatan.

Setelah menyelesaikan pemindaian, MagnoSeek dapat menghasilkan laporan analitis hanya dengan satu klik. Laporan dapat disimpan sebagai PDF atau dibagikan melalui kode QR.

Pengguna dapat memilih bagian utama secara manual untuk disertakan, memfilter konten yang tidak relevan untuk mempercepat pembuatan laporan.

02. PEMBUATAN LAPORAN

Cara Membuat Laporan

1. Klik "Hasilkan Laporan"

Masuk ke antarmuka pembuatan laporan.

2. Menyesuaikan Item yang Dipilih Secara Manual

Berdasarkan kebutuhan Anda, pilih atau batalkan pilihan item tertentu secara manual:

■ Item merah: Biasanya dipilih secara default.

■ Item kuning dan hitam: Opsional, dapat ditambahkan jika diperlukan.

Item yang tidak perlu harus dibatalkan pilihan untuk mengoptimalkan kecepatan pembuatan laporan.

3. Hasilkan Laporan

Setelah mengonfirmasi item yang dipilih, klik tombol "Pengumpulan Data" di bagian bawah untuk membuat laporan.



Mengoptimalkan Efisiensi Pembuatan Laporan



Untuk menghemat waktu saat membuat laporan, sebaiknya batalkan pilihan item yang tidak perlu:

- Tinjau item yang sudah dipilih dan hapus item yang tidak diperlukan dalam laporan (Lihat gambar untuk tips yang disorot)
- KEEP hanya item penting dan bermakna untuk output laporan

Pilih Cepat / Batalkan Pilihan Semua

Klik tombol "Sesi" di sudut kiri atas:

- ☐ Klik pertama: Pilih Semua (memeriksa setiap item)
- ☐ Klik kedua: Batalkan pilihan Semua (menghapus centang pada setiap item)
- ☒ ✓ Gunakan kotak pilihan untuk menghapus lapisan yang berlebihan dengan cepat dan meningkatkan kecepatan.




Opsi Pembuatan Laporan

1. Hasilkan Laporan Lokal

- Click the “Generate Local Report” button. The device will save a PDF-format report in the folder C:\out.
- This method stores the report locally, ideal for saving, email or printing.


2. Hasilkan Laporan AI

- Klik tombol "Hasilkan Laporan AI". Sistem akan menghasilkan laporan yang dihasilkan AI.
- Sebaiknya gunakan laporan AI, karena mungkin mencakup analisis yang lebih cerdas atau saran pengoptimalan.
- Laporan AI biasanya dapat diakses melalui kode QR – menawarkan akses cepat dan



The screenshot shows a user interface for generating an AI report. It includes input fields for Name (Hobert Chow), Gender (M), Age (1957/10/29), Blood (Unkwn), and Mobile (0108215791). Below the fields are three buttons: Local, Open, and AI Rpt.

Melihat Laporan AI



Setelah laporan AI dibuat, Anda dapat memindai kode QR untuk melihat konten.

Catatan

Pembuatan laporan AI mungkin gagal karena:

- Koneksi jaringan lemah atau tidak stabil
- Terlalu banyak item yang dipilih untuk laporan

Jika laporan gagal dibuat:

- Tunggu sebentar dan coba lagi
- Atau, batalkan pilihan item yang tidak perlu dan coba lagi
- Atau, beralih ke mode Laporan Lokal untuk menyimpan versi PDF langsung ke perangkat

Ini memastikan Anda masih dapat mengakses hasil Anda dengan lancar.





03 Optimasi Energi (Perbaikan)

Aktifkan mode AI cerdas untuk mendukung keseimbangan energi dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Sistem ini menawarkan tiga mode pengoptimalan: Mode Otomatis, Penyesuaian Spektrum, Penyelarasan Energi.

Berdasarkan analisis pemindaian, sistem secara cerdas mengidentifikasi area ketidakseimbangan potensial dan menerapkan penyesuaian berbasis frekuensi pada tingkat yang sesuai, membantu mendukung keadaan kesejahteraan yang lebih seimbang.

03. OPTIMALISASI ENERGI (PERBAIKAN)

Mode Otomatis (Perbaikan)



Mode Otomatis (Perbaikan)

Setelah memindai kode QR dan memasukkan informasi pribadi Anda, Anda akan masuk ke antarmuka Pengoptimalan AI (Perbaikan), di mana Anda dapat memilih jumlah sesi.


1. Setelah pemindaian AI diaktifkan, sistem cerdas pertama-tama akan melakukan pemindaian mendalam secara otomatis. Semakin dalam tingkat pemindaian (biasanya 5 hingga 7 lapisan), semakin signifikan ketidakseimbangan di area tersebut.
2. Dalam Mode Otomatis (Perbaikan), sistem akan secara cerdas menilai kinerja energi Anda dan menerapkan jumlah sesi penyesuaian yang sesuai berdasarkan hasil pemindaian.
3. Frekuensi Sesi yang Direkomendasikan:
Kami menyarankan minimal 3 sesi dan tidak lebih dari 20.
 - Untuk penggunaan tengah hari, 3-6 sesi direkomendasikan
 - Untuk penggunaan di malam hari, 12-20 sesi lebih disukai(Lebih banyak sesi mungkin bermanfaat jika lebih banyak ketidakseimbangan terdeteksi.)




Pemindaian Dalam (Pengaturan Jalur)



1. Pilih lokasi tempat Anda ingin melakukan pemindaian mendalam
2. Klik untuk melihat hasilnya
3. Klik Ultrastructure (ikon Mikroskop) untuk memperbesar



4. Klik area tertentu yang ingin Anda jelajahi secara lebih rinci



Navigasi Multi-Layer

1. Pemilihan Posisi

Pada antarmuka, pilih lokasi target yang ingin Anda jelajahi secara lebih rinci.



2. Prompt Lapisan

Setelah memilih, sistem akan menampilkan nama yang sesuai dari lapisan berikutnya di sudut kanan bawah layar.

3. Pemindaian Dalam Progresif



Ulangi langkah-langkah di atas untuk terus menelusuri lapisan.

Dengan memilih terus menerus, Anda dapat secara bertahap mencapai tingkat kedalaman yang ingin Anda jelajahi.



Setelah menyelesaikan pemindaian mendalam, klik tombol "Keluar" di sudut kanan atas untuk kembali ke antarmuka utama.

Anda kemudian dapat memeriksa log jalur pemindaian di panel kiri antarmuka (lihat kotak merah di gambar kiri bawah) untuk melihat jalur lengkap pemindaian yang baru saja Anda lakukan.



Selama pemindaian, sistem akan menampilkan antarmuka visual "Pemindaian Dalam (Bentuk Boot)".

Harap dicatat:

Ketika antarmuka utama menunjukkan simbol "+" di daftar pemindaian kiri atas,

Ini menunjukkan bahwa sistem telah melakukan pemindaian mendalam di lokasi tersebut.

Dalam istilah teknis, proses ini disebut sebagai "Pemindaian Jalur".

03. OPTIMALISASI ENERGI (PERBAIKAN)

Penyesuaian Spektrum (Perbaikan) & Penyelarasan Energi (Mode Mineral)


Penyesuaian Spektrum (Perbaikan)

Petunjuk Langkah demi Langkah:

1. Klik "Pelatihan Spektrum" untuk masuk ke antarmuka penyesuaian spektrum.
2. Pilih Item: Periksa area yang ingin Anda sesuaikan.
3. Pilih Jalur: Pilih jalur pemindaian yang ditautkan ke item yang dipilih.
4. Konfigurasi Parameter: Atur jumlah siklus penyesuaian.
5. Perkiraan Waktu: Sistem akan menampilkan perkiraan durasi (hanya untuk referensi). Waktu sebenarnya dapat bervariasi – biasanya sekitar sepertiga dari waktu yang ditampilkan.

Jalankan Penyesuaian:



Setelah mengonfirmasi pengaturan Anda, klik tombol "Mulai Penyesuaian" untuk memulai.



Waktu penyesuaian dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas jalur dan kondisi kesehatan individu. Jangan menutup perangkat lunak atau mematikan perangkat selama proses.

Penyelarasan Energi (Mode Mineral)

Pertama, pilih area yang perlu penyesuaian/perbaikan. Kemudian, berdasarkan rekomendasi sistem atau penilaian Anda sendiri, pilih jenis mineral yang sesuai. Terakhir, atur jumlah siklus penyesuaian untuk memulai proses penyelarasan.



Catatan :
Jika nilai D di bawah 0,3,
disarankan untuk memilih
opsi itu untuk "perbaikan".



04 Fungsi Sistem

Platform operasi all-in-one yang mendukung manajemen pengguna, akses alur kerja, dan pengaturan sistem.

Sistem MagnoSeek menyediakan fitur operasional inti termasuk:

- Menambahkan pengguna baru
- Melihat hasil pemindaian
- Mengekspor laporan
- Beralih bahasa
- Menyesuaikan pengaturan sistem

Alat-alat ini memastikan kelancaran pengoperasian dan kemampuan beradaptasi di berbagai skenario penggunaan.

04. FUNGSI SISTEM

Ikhtisar Layar Startup

Ikhtisar Layar Startup



Masuk ke Sistem

Akses fitur pemindaian, penyesuaian (perbaikan), dan operasi inti.

Pengaturan Sistem

Melibatkan konfigurasi lanjutan.

Catatan: Harap hindari menyesuaikan pengaturan ini kecuali Anda seorang profesional terlatih.

Setelah memasuki sistem: Ikhtisar Tombol Panel Operasi

Tombol 1-11 adalah tombol fungsi standar. Yang paling sering digunakan adalah:

1. Kartu Baru - Buat pengguna baru
2. Pilih Kartu - Pilih pengguna yang sudah ada
3. Mulai Pemindaian - Mulai pemindaian
4. Lihat Hasil - Periksa hasil pemindaian



- | | | |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 1. Kartu Baru | 5. Analisis Perbandingan | 9. Cetak kesimpulan |
| 2. Pilih kartu | 6. Bandingkan pasien | 10. Simpan ke disk |
| 3. Riset | 7. Penelitian cetak | 11. Keluar |
| 4. Lihat Hasil | 8. Lihat Kesimpulan | |

Tombol A, B, dan C adalah tombol fitur inti:

A: Pembuatan laporan

B: Penyesuaian spektrum

C: Pengoptimalan AI (perbaikan)


04. FUNGSI SISTEM

Fungsi:

Riset → Pilih antara: "Pemindaian Mendalam Otomatis" atau "Pemindaian Manual"

1. Diagram Organ:

Menunjukkan organ target untuk pemindaian (misalnya, jantung).



2. Skala Porositas:

Bagan batang di sebelah kiri menunjukkan variasi kekuatan sinyal.

3. Grafik Bentuk Gelombang:

Menampilkan distribusi amplitudo sinyal getaran (rentang 1,8-8,2 Hz).

4. Penanda Warna:

Terletak di bagian bawah – Timbangan Flindler dengan beberapa indikator berkode warna.



Perbesar / Perkecil:

Klik ikon kaca pembesar untuk memperbesar area pemindaian untuk menambahkan atau menyesuaikan titik pemindaian.



Klik tombol ini untuk menjeda pemindaian. Tekan lagi untuk melanjutkan dari titik di mana dijeda.



Bagan Interpretasi Sinyal

Sistem analisis nonlinier menggunakan 6 penanda sinyal berkode bentuk untuk mewakili status fungsional. Ini sesuai dengan jumlah titik pemindaian dan tingkat kinerja terkait:

Arti Level (1–6):

1. Energi rendah tetapi umur sel yang panjang
2. Keadaan optimal: bersemangat, aktif, dan seimbang
3. Ciri-ciri fungsional selaras dengan rentang usia yang khas
4. Kelemahan fungsional: memasuki kesehatan yang tidak optimal
5. Ketidakseimbangan yang signifikan: risiko disfungsi besar
6. Kerusakan sel yang jelas, kegagalan fungsional, risiko tinggi koneksi penyakit

⚠ Catatan Penting:

Setiap titik pemindaian diberi nilai. Apakah regulasi energi meningkat atau menurun, hasilnya diperkirakan di 6 tingkat ini.

Jika tidak ada perubahan dinamis yang jelas atau masalah sedang dikendalikan (misalnya, melalui pengobatan atau pengobatan), beberapa kelainan (seperti hipertensi jangka panjang atau diabetes) mungkin tidak mudah dideteksi.

Deskripsi Fungsi

Setelah masuk ke layar utama, pilih **"Penerimaan Pasien" → "Indeks Kartu Pasien"**, lalu pilih **"Pasien Baru"** atau **"Pemilihan Pasien"** untuk mengakses fitur lain seperti:

- Analisis
- Wilayah yang dipindai (katalog).



Ektomi:

Lewati organ pemindaian yang telah diangkat melalui pembedahan atau tidak diperlukan.



Beralih ke Pilihan Manual:

Pilih sistem secara manual dan pindai organ individu langkah demi langkah.



Beralih ke Pilihan Otomatis:

Secara otomatis memindai struktur, jaringan, sel, dan sistem berdasarkan konfigurasi sistem dan logika anatomi.



Mode Teks:

Mencantumkan semua organ/sistem. Anda dapat memindainya menurut abjad atau pengelompokan sistem.



Akupunktur:

Berdasarkan sistem Dr. Voll, menampilkan titik akupunktur dari analisis biolistrik. Penting: Hanya tekan tombol ini sekali setelah analisis pemindaian selesai.



Lihat Fungsi:

Setelah masuk ke Analisis, Anda dapat memeriksa dan meninjau semua hasil organ yang dipindai.

Fungsi: Setelah Masuk ke Panel Analisis

Koreksi Meta (Penyesuaian Frekuensi)



Beralih: Koreksi Meta

Menggunakan emisi respons magnetik GR untuk mempengaruhi keadaan fungsional target yang dipilih. Ini bekerja dengan mengalihkan fokus ke area dengan penyimpangan sinyal terbesar (yaitu, kehilangan data maksimum).



Pelindung



Penghancur



Mulai



Jeda



Keluar

Klik Mulai untuk memulai proses Koreksi Meta.

Deskripsi Tombol:

☉ Pelindung: Menunjukkan aktivasi sedang diterapkan untuk merangsang fungsi organ atau jaringan.

☾ Destruktor: Menunjukkan pengurangan atau penekanan — sering diterapkan pada aktivitas mikroba.

▶ Mulai: Mulai sesi koreksi.



Jeda: Berhenti sementara dan lanjutkan nanti.



Keluar: Akhiri dan keluar dari sesi koreksi.

Fitur: Fungsi Alat Setelah Memasuki Analisis



Nidus yang Lebih Tepat

Tambahkan titik pemindaian tambahan. Gunakan alat ini untuk menempatkan penanda pengujian sebanyak yang diperlukan atau simpan untuk analisis nanti.



Buat Metazode

Buat gelombang frekuensi getaran patologis berdasarkan nidus (area target) yang dipilih.

Catatan: Ini membutuhkan penggunaan "Contour on Nidus" terlebih dahulu.



Kontur pada Nidus

Gunakan garis tebal untuk menentukan zona patologis. Klik dan seret mouse Anda untuk menggambar batas di sekitar wilayah yang diinginkan pada gambar.



Hapus Kontur Nidus

Untuk menghapus batas yang ditarik, klik penanda ikon roda sekali, lalu tekan "X" (sekarang merah) untuk membuang pilihan.



Gambar dalam Warna / BW

Beralih antara tampilan skala abu-abu dan berwarna untuk analisis yang lebih jelas.



Test Standards

Access the reference database and compare scanned sections with standard markers (Etalon) for detailed data interpretation.

Fungsi: Alat yang tersedia di panel analisis



Hasil Pengaruh

Lihat hasil perbandingan setelah penyesuaian frekuensi atau pengujian item (misalnya, Tes Vegeta).



Spektrum

Perbesar bentuk gelombang spektral dari wilayah yang dipindai untuk melihat nilai amplitudo dan frekuensi sinyal terperinci.



Ultrastruktur

Selami lapisan jaringan yang lebih dalam atau perbesar area target untuk melanjutkan pemeriksaan ultra-mikroskopis.



Piktogram

Beralih tampilan organ yang relevan (di wilayah yang sama) untuk menampilkan/menyembunyikan grafik organ dan mempertahankan kejernihan visual.



Jelaskan Struktur

Tunjukkan nama anatomi dan hierarki bagian jaringan.

Arahkan kursor ke salib hijau di layar untuk menampilkan nama struktur target.



Analisis Komparatif

Mengevaluasi perubahan efek pengobatan atau pengaruh dari zat atau obat-obatan.

Gambar kiri menunjukkan status pra-perawatan, dan sisi kanan menampilkan respons pasca-perawatan atau pasca-interval.

Fungsi: Analisis Termodinamika Standar (Perbandingan Etalon)

2b - Frekuensi Jaringan (Sampel Perbandingan)
Berdasarkan frekuensi jaringan standar,

rentang frekuensi referensi berikut berlaku:

1.8		Jaringan tulang rawan, enamel gigi
2.6		Jaringan ikat padat: ligamen, sendi, perikardium, cakram, jaringan lunak, kulit, sel darah merah
2.6 - 3.4		Jaringan ikat elastis, tulang rawan, otot jantung
3.4		Otot polos
4.2-6.6		Jaringan epitel
4.2		Jaringan epitel pencernaan
4.9		Epitel multilayer, stroma hati, membran di dekat organ saluran pencernaan
4.9 - 5.8		Jaringan ginjal, kandung kemih, epitel saluran reproduksi, eritroblas
5.8		Tenggorokan/amandel, saluran pernapasan bagian atas, sistem limfatik, limpa, ovarium, timus, kelenjar susu, rahim
6.6		Sistem saraf perifer: epitel saluran/bronkus, saluran ginjal, tiroid, sistem tubular lainnya
7.4		Umbi penciuman, hipotalamus, batang otak, Korteks serebral, kelenjar pituitari, otak kecil, sumsum tulang belakang
8.2		Retina, saraf optik, materi putih otak





05 Interpretasi Laporan

Gunakan pengkodean warna, tren numerik, dan prediksi berbasis AI untuk memahami perubahan status kesehatan dengan cepat.

Laporan ini mencakup berbagai konten termasuk evaluasi kesehatan jaringan, keseimbangan biokimia, indikator alergen, dan analisis mikrobiologis.

Pengguna dapat menafsirkan tren kesehatan saat ini, masa lalu, dan prediksi melalui penanda warna dan nilai – mendukung rekomendasi kesehatan yang dipersonalisasi.

Indikator Utama untuk Interpretasi Laporan (1)

Analisis Tingkat Kerusakan Jaringan

- Pahami apakah sel atau jaringan berada dalam penurunan fungsional tahap awal atau telah mencapai kerusakan struktural (yang juga dapat dideteksi melalui USG, MRI, atau CT).
- Analisis Keseimbangan Patologis dan Biokimia
- Menunjukkan tingkat respons biokimia dari daerah jaringan tertentu. Ini membantu mengevaluasi kondisi lokal dan dapat menawarkan rekomendasi untuk tes kimia darah yang relevan.

Indikator "Masa Lalu"

Mencerminkan kondisi historis organ/jaringan.

Hijau : Fungsi normal

Ungu : Status peringatan

Hitam : Menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari frekuensi operasi normal Ketika nilai indeks melebihi 1,2, sistem AI dapat menandai organ tersebut memiliki potensi masalah klinis.

Indikator "Sekarang"

Menggunakan level 1–6 untuk memvisualisasikan status saat ini.

Dikombinasikan dengan penanda biokimia: Merah: Melebihi ambang batas keamanan

Kuning: Keadaan sub-optimal Biru: Dalam kisaran normal

Indikator "Masa Depan"

Evaluasi prediktif berdasarkan tren morfologi penyakit.

Penyimpangan yang lebih besar antara indikator "masa lalu" dan "masa depan" dapat mengindikasikan tren yang memburuk.

Semakin besar nilainya, semakin kuat risiko yang diprediksi.

Nota:

Semua hasil adalah estimasi berbasis AI hanya untuk referensi dan tidak boleh digunakan untuk diagnosis medis.

Indikator Utama untuk Interpretasi Laporan (2)

Analisis Patomorfologi – Sebelum Penyesuaian / Perbaikan

● Hijau

Masalah ini mungkin tidak menunjukkan gejala apa pun saat ini, tetapi tidak boleh diabaikan. Tanpa tindakan pencegahan, masalah dapat segera berkembang.

● Merah

Nilai-D antara 0,425 dan 0,75

→ ~ 65% kemungkinan. Kondisi ini mungkin atau mungkin tidak patologis.

Referensi silang dengan survei gejala dan indikator ikon (skala 1-6) direkomendasikan.

● Oren

Nilai-D < 0,425

→ ~95% kemungkinan. Masalah ini kemungkinan sudah dalam keadaan penyakit yang berkembang.

● Hitam

→ ~98% kemungkinan. Kondisi ini sangat mungkin signifikan secara klinis dan jelas ada.

⚠ Catatan:

Hasil ini didasarkan pada analisis AI dan hanya untuk referensi

– tidak dimaksudkan untuk diagnosis medis.

Indikator Utama untuk Interpretasi Laporan (3)



Analisis Patomorfologi – Setelah "Penyesuaian"

Memahami Tampilan Angka:

Di luar tanda kurung → Nilai energi total

Di dalam tanda kurung → Nilai penipisan energi tahunan

Cara Menafsirkan Tren:

Nilai di dalam tanda kurung mencerminkan tingkat perkembangan. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat kondisinya kemungkinan berkembang.

Rumus Rasio Pengembangan:

Tingkat Pengembangan = Total Energi (luar) ÷ Konsumsi Tahunan (dalam)

Aturan Interpretasi Khusus:

Jika nilai dalam adalah 0 → Kondisi ada tetapi stabil dan tidak memburuk.

Jika nilai dalam melebihi → luar Menunjukkan kondisi yang berkembang pesat dengan risiko peringatan tinggi. Evaluasi medis direkomendasikan.

Catatan:

Analisis ini hanya memberikan referensi kuantitatif. Diagnosis klinis harus bergantung pada gejala, hasil ujian, dan penilaian profesional. Hasil analisis AI hanya untuk referensi dan tidak dimaksudkan untuk penggunaan diagnostik.

Indikator Utama untuk Interpretasi Laporan(4)

Analisis Aktivitas Virus, Bakteri, dan Parasit

Analisis ini membantu mengidentifikasi virus, bakteri, atau parasit tertentu yang mungkin merusak jaringan atau sel.

Ini juga mengevaluasi tingkat aktivitas mikroorganisme ini di dalam tubuh, dan menilai kemampuan perlindungan diri dari organ yang dipindai dan status sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan.

Menafsirkan Rentang Nilai-D:

$D < 0.425$ (Ditandai sebagai Oranye)

→ Menunjukkan probabilitas 95% bahwa mikroorganisme aktif di area terkait. Mungkin menunjukkan kemungkinan infeksi yang kuat.

D antara 0,425–0,75 (Ditandai sebagai Merah)

→ **Menunjukkan probabilitas 65% bahwa mikroorganisme terkait mungkin ada.**

Membutuhkan korelasi dengan gejala pasien dan penanda gambar (1-6 tingkat) untuk penilaian lebih lanjut.

Catatan :

Hasil ini didasarkan pada analisis sistem AI dan hanya untuk referensi. Mereka tidak berfungsi sebagai diagnosis klinis.

05. INTERPRETASI LAPORAN

Ikhtisar Analisis Data



Klik ikon analisis hasil untuk masuk ke modul analisis data.

Kategori Analisis:

Pemindai Jaringan: Menyediakan profil frekuensi standar dan evaluasi kerusakan untuk berbagai jenis jaringan di area target yang dipilih.

Keseimbangan Biokimia: Menampilkan status keseimbangan dan rentang fluktuasi indikator biokimia untuk item yang dipilih.

Tren Patomorfologi: Menganalisis potensi perkembangan dan tren patologi di area target.


Sumber Alergen: Mengidentifikasi zat yang dapat mempengaruhi fungsi area yang dipilih melalui hipersensitivitas.

Mikroorganisme & Parasit: Menunjukkan potensi keberadaan dan tingkat aktivitas mikroorganisme dan parasit berbahaya di lokasi target.

Rekomendasi Berbasis Tanaman: Menyarankan zat nabati dan metode aplikasi untuk mendukung keseimbangan area target.

Makanan Bergizi: Mencantumkan makanan dengan kemungkinan efek menguntungkan pada wilayah target.

Rekomendasi Berbasis Mineral: Menyarankan bahan dan metode berbasis mineral yang cocok untuk penyesuaian di wilayah target.



Analisis Data Interpretasi Evaluasi Kesehatan Organ

Memahami Evaluasi:

Panel sebelah kiri menampilkan daftar jaringan organ dalam urutan tingkat keparahan menurun

– semakin tinggi posisinya, semakin signifikan kondisinya.

Sistem ini menggunakan sistem peringatan 3 warna:

 **Hijau:** Organ berfungsi normal dan dianggap sehat.

 **Ungu / Merah Muda:** Menunjukkan kesehatan yang tidak optimal atau batas.

Perawatan pencegahan direkomendasikan.

 **Hitam:** Menandakan adanya kelainan klinis yang jelas. Semakin tinggi nilainya, semakin parah kondisinya.

Peringatan Khusus:

Ketika nilai D sisi kiri > 1.2, sistem akan secara otomatis menandainya sebagai tingkat peringatan hitam. Semakin tinggi nilainya, semakin besar korelasi dengan tingkat keparahan gejala.



Analisis Data

Interpretasi Keseimbangan Biokimia (1)

Arti Indikator Warna:


- Merah : Indeks biokimia menyimpang secara signifikan dari rentang referensi normal.
- Kuning : Indeks biokimia sedikit di luar kisaran normal.
- Biru : Indeks biokimia berada dalam kisaran referensi normal.

Cara menentukan arah kelainan:

Jika Anda ingin memahami apakah penyimpangan terlalu tinggi atau terlalu rendah: Pilih item pengujian dari daftar.

Klik tombol "Analisis Nonlinier" untuk mengonfirmasi dan menghasilkan hasilnya.

Setelah selesai, Anda dapat keluar secara langsung – tidak perlu menafsirkan kurva secara manual



Analisis Data

Interpretasi Keseimbangan Biokimia (2)

Hasil Analisis Nonlinier: Simbol


muncul di sebelah kiri nilai: "+" = Lebih tinggi dari normal

"-" = Lebih rendah dari normal

Semakin besar nilai absolut, semakin parah penyimpangannya.

Kode Warna Tingkat Keparahannya Penyimpangan (Skala 7 Tingkat):

- +3 / -3 → Teks Merah Tua: Menunjukkan penyimpangan biokimia yang parah
- +2 / -2 → Teks oranye: Menunjukkan penyimpangan sedang
- +1 / -1 → Teks Oranye muda: Menunjukkan penyimpangan ringan
- N → Teks biru: Menunjukkan nilai berada dalam rentang normal



Zona Risiko dan Interpretasi:

Zona Berisiko Tinggi ($< 0,1$)

- Teks hitam
- Menunjukkan disfungsi akut, dengan kemungkinan penyakit yang meningkat secara signifikan dan kecenderungan patologis yang jelas.

2. Zona Berisiko Sedang-Tinggi (0,1 – 0,425)

- Teks oranye
- Menunjukkan peningkatan risiko disfungsi akut,
- probabilitas kondisi yang tinggi, dan kekhawatiran klinis yang kuat.

3. Zona Risiko Sedang (0,425 – 0,759)

- Teks merah
- Menunjukkan disfungsi sedang, dengan probabilitas penyakit rata-rata dan kecenderungan umum.

4. Zona Berisiko Rendah ($> 0,759$)

- Teks hijau
- Menunjukkan disfungsi ringan atau tidak sama sekali, probabilitas penyakit rendah, dan tidak ada tren patologis yang signifikan.



Sistem ini melakukan pemindaian prediktif dan mengaktifkan analisis ekologis mikroorganisme dan parasit secara otomatis untuk memberikan penilaian kesehatan yang komprehensif.

 Indikator Status (titik merah paling kiri):

Menandai mikroba atau bakteri patogen sebelumnya atau saat ini aktif.

 Parameter Waktu:

Angka di sebelah kanan titik menunjukkan seberapa cepat masalah dapat terwujud.


 Evaluasi Adaptif AI (Kolom 2):

Skor Domain Kesehatan: 2.0

Skor ≥ 2.0

→Menunjukkan kemampuan perbaikan diri yang kuat dan fungsi kekebalan tubuh yang kuat. Skor < 2.0

→Menunjukkan ketahanan yang lemah, dan pengoptimalan preemptive direkomendasikan.




Analisis Data Ikhtisar Status Mikroorganisme & Tungau

Interpretasi Hasil Analisis:

- Sistem AI mengevaluasi keberadaan dan aktivitas mikroorganisme dan tungau di dalam wilayah yang dipindai.
- Jika patogen tertentu terdeteksi, lampu indikator yang sesuai akan aktif secara otomatis untuk menandakan keberadaannya.

Menafsirkan Hasil Numerik:

- Nilai yang lebih rendah → Menunjukkan organisme berada dalam fase tidak aktif atau tidak aktif.
- Nilai yang lebih tinggi dan stabil → Menunjukkan organisme berada dalam keadaan bertahan hidup yang aktif dan stabil.



Organism	Status
1. BACTERIA	Active
2. FUNGUS	Active
3. VIRUS	Active
4. PARASITE	Active
5. MITE	Active
6. BACTERIA	Active
7. FUNGUS	Active
8. VIRUS	Active
9. PARASITE	Active
10. MITE	Active
11. BACTERIA	Active
12. FUNGUS	Active
13. VIRUS	Active
14. PARASITE	Active
15. MITE	Active
16. BACTERIA	Active
17. FUNGUS	Active
18. VIRUS	Active
19. PARASITE	Active
20. MITE	Active
21. BACTERIA	Active
22. FUNGUS	Active
23. VIRUS	Active
24. PARASITE	Active
25. MITE	Active
26. BACTERIA	Active
27. FUNGUS	Active
28. VIRUS	Active
29. PARASITE	Active
30. MITE	Active

Analisis Data Interpretasi Deteksi Alergen

Interpretasi Kode Warna:

- Teks oranye: Menunjukkan respons yang diuji terhadap alergen (mungkin dapat ditoleransi).
- Teks coklat/merah: Menunjukkan reaksi alergi yang dikonfirmasi.

Penilaian Tingkat Keparahan Sensitivitas:


- Zat yang lebih tinggi dalam daftar hasil dikaitkan dengan hipersensitivitas kekebalan yang lebih kuat.

Warna yang lebih dalam = tingkat keparahan yang lebih besar:

- Teks coklat menunjukkan kecenderungan alergi sedang.
- Teks merah menunjukkan reaksi alergi yang kuat.

Panduan Penggunaan:

- Zat bertanda oranye umumnya aman untuk kontak.
- Zat yang ditandai dengan warna coklat/merah disarankan untuk dihindari.




Allergen	Status
1. BACTERIA	Active
2. FUNGUS	Active
3. VIRUS	Active
4. PARASITE	Active
5. MITE	Active
6. BACTERIA	Active
7. FUNGUS	Active
8. VIRUS	Active
9. PARASITE	Active
10. MITE	Active
11. BACTERIA	Active
12. FUNGUS	Active
13. VIRUS	Active
14. PARASITE	Active
15. MITE	Active
16. BACTERIA	Active
17. FUNGUS	Active
18. VIRUS	Active
19. PARASITE	Active
20. MITE	Active
21. BACTERIA	Active
22. FUNGUS	Active
23. VIRUS	Active
24. PARASITE	Active
25. MITE	Active
26. BACTERIA	Active
27. FUNGUS	Active
28. VIRUS	Active
29. PARASITE	Active
30. MITE	Active

Analisis Data Basis Data Terapi Botani

Interpretasi:


Menampilkan daftar zat nabati yang mungkin memiliki efek pengaturan atau penyeimbangan pada wilayah tubuh yang dipilih



Analisis Data Dukungan Terapeutik Berbasis Mineral

Interpretasi:

Menampilkan mineral atau kristal yang mungkin memiliki efek pengaturan atau penyeimbangan pada wilayah tubuh yang dipilih.



Analisis Data

Rekomendasi Makanan berdasarkan Wilayah

Menampilkan makanan yang mungkin memiliki efek regulasi pada wilayah tubuh yang dipilih.

Rekomendasi diberi kode warna:

- Makanan yang Direkomendasikan (Label hijau)
- Asupan sedang disarankan (Label oranye)
- Terbatas atau Hindari (Label hitam)

⚠ Peningkat Penting:

- Saran ini hanya untuk referensi.
Pilihan akhir harus mempertimbangkan status kesehatan pribadi Anda.
- Kelompok khusus (misalnya, pasien penyakit kronis, wanita hamil) harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi berlisensi.
- Ikuti diet yang beragam dan seimbang—hindari ketergantungan berlebihan pada makanan tertentu.
- Sesuaikan pilihan makanan berdasarkan konstitusi tubuh, usia, dan tingkat aktivitas.
- Selalu dasarkan keputusan asupan makanan pada evaluasi ilmiah
- — jangan pernah mengikuti daftar makanan secara membabi buta.

Eaton list according to decreasing spectral similarity	
0.000	SAGITTAL THORACIC/PP
0.000	OPTIMUM DISTRIBUTION
0.000	VITAMIN A
0.000	APRICOT, fruits
0.000	BLACK CURRANT, fruits
0.000	YOGURT, dairy
0.000	BANANA, fruits
0.000	CARROT, vegetables
0.000	LEAFY GREEN, vegetables
0.000	CARROT, vegetables
0.000	RED WINE (Merlot), drinks
0.000	BRUSSELS SPROUTS, vegetables
0.000	YOGURT, dairy
0.000	LEAFY GREEN, vegetables
0.000	WHITE CABBAGE, vegetables
0.000	ROY FLORES, cereals
0.000	DANDELION, vegetables
0.000	SPRING ONION, vegetables
0.000	RED CABBAGE, vegetables

Penafian Penting

Sistem Pra-Skrining Seluler Kesehatan AI MagnoSeek adalah produk manajemen kesehatan berteknologi tinggi berdasarkan teknologi deteksi gelombang hayati canggih. Ini menggunakan pemindaian presisi sinyal frekuensi gelombang biowave otak, dikombinasikan dengan statistik data besar dan teknik analisis nonlinier, merujuk pada jutaan catatan kesehatan tingkat ahli. Sistem ini secara ilmiah mengevaluasi respons frekuensi getaran di tingkat sel untuk membantu menilai keseimbangan kesehatan pribadi dan menghasilkan wawasan peringatan dini untuk manajemen risiko sub-kesehatan.

- Sistem ini bukan perangkat medis, dan analisis peringatan dininya tidak melibatkan diagnosis, pengobatan, atau penyembuhan penyakit..
- Hasil pemindaian hanya untuk pemantauan tren kesehatan pribadi, dan tidak boleh digunakan untuk diagnosis medis, perencanaan perawatan, atau resep.
- Tujuan inti sistem ini adalah untuk membantu mengatur bidang informasi biologis, mendukung keseimbangan energi kehidupan, dan membantu pemulihan fisiologis
- dan prediksi tren kesehatan.

Pedoman Penggunaan:

- Sistem ini ditujukan untuk penggunaan pribadi hanya untuk mengelola data sub-kesehatan.
- Dilarang keras menggunakan sistem ini secara komersial untuk memindai orang lain.
- Semua interpretasi pemindaian hanya untuk referensi dan tidak diperlakukan sebagai kesimpulan diagnostik.
- Klaim palsu atau menyesatkan sangat dilarang.

🔔 Peningkat Terakhir:

Produk ini bukan pengganti peralatan medis, perawatan, atau perawatan kesehatan profesional apa pun.